

Bellezza del viso e del corpo

QUATTRO TECNICHE SINERGICHE IN UN SOLO STRUMENTO, ACCOPPIABILI A DUE A DUE, PER OTTIMIZZARE L'AZIONE NEL TRATTAMENTO DI VISO E CORPO, RIDURRE I TEMPI E OTTENERE RISULTATI DURATURI

Aver cura in modo ottimale del benessere di viso e corpo richiede l'uso di una sinergia di tecniche diverse, che operino sui punti chiave del trofismo delle cellule cutanee in modo complementare per assicurare le migliori condizioni di vitalità ai tessuti. Il ricorso a un mix di tecniche si scontra però con i tempi ristretti a disposizione per il trattamento, in quanto il cliente spesso si ritaglia dei brevi momenti di benessere all'interno di una giornata piena di impegni di lavoro e famiglia. Anche l'operatore, inoltre, dovrebbe essersi adeguatamente formato su un ampio ventaglio di protocolli estetici, sia manuali che strumentali, operazione che richiede anch'essa ingenti investimenti sia economici che di tempo. Per non parlare dello spazio richiesto per ospitare nei camerini apparecchiature singole dedicate ai diversi tipi di trattamento strumentale.

Uno è bello

Sono quindi numerosi i vantaggi offerti dalla possibilità di disporre di un unico strumento che offra un'ampia gamma di trattamenti tra cui scegliere quelli più adatti alla singola persona e ai suoi bisogni specifici per viso e corpo: vantaggi per l'operatore, che può accedere in modo immediato a un'unica apparecchiatura

multifunzione, vantaggi per il centro estetico, che può ottimizzare spazi, tempi e costi di intervento investendo su un'unica apparecchiatura e sulla relativa formazione degli operatori, vantaggi per il cliente, che può accedere in contemporanea e in tempi contenuti a trattamenti sinergici e complementari tra loro.

È proprio questa la filosofia alla base dello sviluppo di CoaxCRF, la nuova apparecchiatura di Biotec Italia che riunisce in un'unica piattaforma compatta quattro diverse tecniche, la radiofrequenza monopolare, il criotoning, l'aspirazione ritmata e gli ultrasuoni (box 1 e 2). La principale caratteristica nata dall'innovazione Biotec Italia sono i manipoli di nuova generazione, appositamente progettati per sfruttare più tecnologie contemporaneamente. I manipoli di CoaxCRF possono utilizzare due tecnologie insieme, fatto che rappresenta un notevole vantaggio rispetto all'uso tradizionale di un'unica tecnologia per manipolo. La sinergia di azione che si crea attraverso l'uso simultaneo e accoppiato di due tecniche, infatti, ne potenzia l'efficacia e permette di ottenere il risultato desiderato in tempi molto più brevi. Il trattamento integrale viso, ad esempio, richiede circa 40 minuti,



mentre a seconda dell'estensione della zona trattata un trattamento corpo può durare da 30 a 60 minuti. La tecnologia alla base di Coax CRF, inoltre, non richiede tempi di recupero post trattamento, fatto che permette al cliente di tornare immediatamente alle normali attività quotidiane. Il ciclo dura normalmente una decina di sedute in istituto; il numero esatto di trattamenti viene comunque sempre valutato dall'operatore in base a un'attenta analisi corporea personalizzata. A esso si può affiancare un'adeguata strategia di protocollo cosmetico domiciliare, per assicurare il massimo dell'efficacia.

Multifunzione... multitarget

Il mix di tecnologie sinergiche disponibili sulla piattaforma compatta CoaxCRF la rende utile per il trattamento di tutti i principali inestetismi di viso e corpo, come ad esempio le rughe, il rilassamento cutaneo, l'acne e i pori dilatati, e per la

QUATTRO TECNOLOGIE IN PILLOLE

CoaxCRF racchiude in sé la sinergia di quattro diverse tecnologie di trattamento:

- Radiofrequenza - provoca un riscaldamento uniforme degli strati profondi e superficiali della pelle, che ne favorisce il rassodamento.
- Ultrasuoni - provocano la vibrazione meccanica e la conseguente rottura di fibrosi e cellule grasse.
- Il grasso in eccesso è quindi espulso ed eliminato attraverso il normale processo

metabolico, anche grazie al miglioramento della circolazione sanguigna capillare.

- Raffreddamento localizzato - consente di migliorare la qualità della pelle, anche grazie allo speciale sistema protettivo della pelle localizzato sulla testa del manipolo.
- Massaggio con aspirazione ritmata - stimola il drenaggio del sistema linfatico e la produzione di collagene ed elastina, che aiutano a rassodare la pelle.

SCHEDA TECNICA

Radiofrequenza	Funzione: monopolare, bipolare e tripolare Frequenza: da 400KHz fino a 1000 KHz Potenza: 50W
Ultrasuono	Frequenza: 1/3 MHz Potenza: <3W/cm ²
Criotoning	Temperatura: 0°
Vacuum	Durata d'impulso: continuo/pulsato Suzione massima: 40 lt al minuto
Dati generali	Alimentazione: 220 - 110 VAC±10%, 60 Hz Dimensione: 740x560x1360mm Peso: 58Kg

riduzione delle adiposità localizzate e degli inestetismi della cellulite.

Gli elevati standard di qualità usati da Biotech Italia nella progettazione e costruzione dell'apparecchiatura rendono il suo utilizzo sicuro e assicurano comfort e assenza di particolari sensazioni spiacevoli per il cliente. Come tutti i trattamenti estetici, i risultati ottenuti con Coax CRF pur essendo in linea di principio permanenti (come supportato da studi clinici), devono comunque sempre essere correlati al naturale processo d'invecchiamento dei tessuti cutanei, che tende a farne diminuire gradualmente l'intensità. Anche lo stile di vita della persona può avere un impatto sulla durata e visibilità dei risultati, come conseguenza dell'azione sulla naturale accelerazione del processo d'invecchiamento di fattori quali il fumo, l'alcol, l'eccessiva esposizione al sole e le cattive abitudini alimentari.

Quattro tecnologie per viso e corpo

Coax CRF è dotata di due manipoli a ultrasuoni: il primo, Sonocell, emette ultrasuoni a 1Mhz ed è indicato per il trattamento delle adiposità localizzate e degli inestetismi della cellulite. Il manipolo Endocell, invece, emette

ultrasuoni a 3MHz e consente di effettuare contemporaneamente un massaggio endodermico a intensità e ritmo variabili su una vasta gamma di distretti corporei, come addome, glutei, fianchi. L'azione combinata facilita la riduzione delle circonferenze e il miglioramento del microcircolo e della texture del tessuto, con una rapida attenuazione del fastidioso aspetto a buccia d'arancia.

La radiofrequenza permette la correzione non invasiva delle lassità cutanee e favorisce l'eliminazione dei segni dovuti agli inestetismi della cellulite. CoaxCRF impiega per il viso uno speciale sistema monopolare e bipolare, che consente di ottenere un rapido effetto lifting in pochi minuti. I profili del viso risultano risolti, le rughe distese, labbra e zigomi rimpolpati da un effetto filler. Il manipolo corpo, invece, consente di operare simultaneamente con un sistema a radiofrequenza monopolare e tripolare con ultrasuono a 1 MHz, per un effetto molto rapido sui depositi di grasso e sugli inestetismi della cellulite.

L'endomassaggio, grazie al suo sistema meccanico di aspirazione, consente di effettuare in tutta sicurezza un massaggio tissutale che apporta benefici preziosi nel trattamento degli inestetismi della cellulite, nella tonificazione dei tessuti e nel trattamento di edemi di varia origine. La tecnica può anche essere utilizzata subito dopo il trattamento combinato ultrasuono - radiofrequenza, per favorire l'eliminazione dei grassi mobilizzati grazie alla sua azione drenante.

Il miglioramento della circolazione è un fondamentale punto chiave per un trattamento efficace degli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate. La



tecnica Criotoning consente di ridurre la temperatura cutanea in specifici distretti corporei, grazie a un sistema con celle di Peltier. Questa riduzione di temperatura, abbinata al massaggio meccanico, aiuta a fortificare le pareti dei capillari grazie a una vera e propria ginnastica vascolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA ■